

## Dialyse Medienversorgung Phoenix BASIC

---



### Varianten und Ausstattung

---

- Einzel- oder Doppelplatz
- Medienschiene oder Mediensäule
- Bis zu 3 Konzentrate direkt gekuppelt
- Bis zu 4 Konzentrate mit komfortablem Wahlhahn am Platz
- Ablauf im Dialyseplatz oder wahlweise als ein zentrales Abflussmodul pro Schiene
- Innovative, wasserfeste Materialien
- Robuste, gegen Desinfektionsmittel resistente Oberfläche
- Unten offen für einfache Leckage-Erkennung (auch bei Sockelleiste oder Mediensäule)
- Standardisierte Elektroversorgung, flexibel für Nach- oder Umrüstungen